


## ■その他のアレンジについて

- ・弊社のフェイスシールドはプラスチックフィルムを使用しておりますので両面テープを使用してスポンジ等を取り付け上部の空間を部分的にふさぐことや、又、布でカバーしていただいても通気性を妨げることなく上部を全体的にふさぐことが可能です。（以下の写真を参照下さい。）



### ① 両面テープ付きのスポンジを用意。

（推奨は幅30mmx厚さ20mmx長さ32cm、ホームセンターで販売されています）



### ② 完成

- ・人によってはシールド部が大きすぎる場合がありますがその場合はハサミやカッター等でちょうど良いサイズに加工願います。
- ・それぞれの使用状況に応じて、アレンジを加えていただければと思います。